


DentoNet
DAILY ORAL CARE



**Designing toothbrushes
from a timeless perspective.**

OUR HISTORY

Lo Spazzolificio Piave Spa iniziò la sua attività oltre 150 anni fa producendo tutti i tipi di spazzole (dalle spazzole per capelli agli spazzolini da denti). La sua attività principale era la produzione conto terzi per l'Esercito Italiano.

Nel 1970 l'azienda venne rilevata dalla famiglia Zecchin, che trasferì l'attività nella sede attuale, Onara. Qui iniziò a creare nuovi modelli e marchi per la distribuzione sui mercati nazionali ed internazionali.

Ricerca e design negli anni '80 hanno migliorato gli spazzolini Piave sviluppando prodotti più funzionali con materie prime di prima qualità, creando tanti prodotti iconici per il mercato italiano.


Negli anni '90, con il lancio di Silver Care, venne introdotto per la prima volta in assoluto il concetto antibatterico per questa tipologia di prodotti. Questo innovativo spazzolino è stato possibile grazie a una soluzione semplice ma efficace: la testina sostituibile rivestita in argento naturalmente antibatterico.

Spazzolificio Piave Spa started its activity over 150 years ago manufacturing all kinds of brushes (from hairbrushes to toothbrushes) and its main business was contract manufacturing for the Italian Army.

In 1970 the company was taken over by the Zecchin family, who transferred the activity to its present location, Onara. Here new models and brands were created for the distribution on national and international markets.

Research and design in the 80's improved the Piave toothbrushes developing more functional products with top quality raw material, creating many iconic products for the Italian and other prestigious markets.

In the 90's, with the launch of Silver Care, the antibacterial concept was introduced for the first time ever for this type of product. This innovative toothbrush was made possible due to a simple but effective solution: the naturally antibacterial silver coated replaceable head.





MISSION AZIENDALE

Progettare spazzolini in un'ottica senza tempo.

Offriamo soluzioni per l'igiene orale garantendo prodotti efficienti e funzionali, sviluppati in stretta collaborazione con esperti dentali. Essendo un processo costante, continueremo a soddisfare i nostri clienti senza trascurare il nostro pianeta. I nostri prodotti vengono progettati e realizzati in Italia.

MADE IN ITALY

Tutta la produzione viene svolta nel nostro stabilimento di Onara in Italia, caratteristica unica per un'azienda produttrice di spazzolini da denti e accessori per l'igiene orale.

Il made in Italy è simbolo di prestigio. Queste parole rendono orgoglioso ogni produttore italiano. Si basa sulla creatività abbinata a qualità e design. La nostra creatività e le nostre competenze sono adeguatamente valorizzate sui mercati internazionali e locali.

Designing toothbrushes from a timeless perspective.

We offer oral hygiene solutions, ensuring efficient and functional products, developed in close cooperation with dental experts. As a constant process, we will continue to satisfy our customers without neglecting our planet. Our products are designed and manufactured in Italy.

All production is carried out in our factory in Onara ITALY, a unique feature for a company manufacturing toothbrushes and oral care accessories.

Made in Italy is prestigious. These words make every Italian manufacturer proud. It is based on creativity matched with quality and design. Our creativity and skills are properly valued on international and local markets.

GREEN ENERGY

L'azienda Spazzolificio Piave utilizza un impianto a pannelli solari che produce autonomamente energia pulita ed inesauribile, evitando l'utilizzo di combustibili fossili e di conseguenza inquinamento atmosferico. Siamo attivamente coinvolti nello sviluppo di nuove tecnologie eco-friendly, e per questo utilizziamo, dove possibile, materiali ecosostenibili.

The Piave toothbrush company uses a solar panel system that independently produces clean and inexhaustible energy, avoiding the use of fossil fuels and consequently air pollution. We are actively involved in the development of new eco-friendly technologies, which is why we use eco sustainable materials wherever possible.

HIGH QUALITY STANDARD

Per offrire modelli aggiornati, in termini di qualità e design, PIAVE utilizza le più avanzate tecnologie e collabora strettamente con i massimi esperti di igiene orale (odontoiatri italiani e la Scuola di Odontoiatria dell'Università di Milano).

Ad ulteriore conferma degli elevati standard di qualità, l'azienda è certificata ISO 9001-2015. Gli standard di qualità e la sterilizzazione del prodotto durante il processo di confezionamento, rendono i prodotti di prima qualità.

In order to offer up-to-date models, in terms of quality and design, PIAVE uses the most advanced technology and closely cooperates with top oral care experts (Italian dentists and the Dentistry School of the University in Milano).

As further confirmation of the high quality standards, the company, is certified SO 9001-2015. The quality standards and Product Sterilization during the packaging process, make for top quality products.



PRODOTTO IN ITALIA

MADE IN ITALY



MATERIALI SOSTENIBILI

SUSTAINABLE MATERIALS




PANNELLI SOLARI

SOLAR PANELS



RICERCA SCIENTIFICA e SVILUPPO



Grazie a numerosi test clinici, un team di ricercatori conferma che per ogni patologia esiste uno spazzolino adatto, così come per ogni conformazione dell'arcata dentale.

LA TESTINA

La testina anatomica e arrotondata, più sottile nella parte anteriore, consente di raggiungere facilmente le parti meno accessibili della bocca senza provocare traumi alle gengive. Le setole medie a punta arrotondata, sono ricavate da fonti rinnovabili e naturali.

IL MANICO

L'impugnatura aiuta a posizionare lo spazzolino correttamente e facilitare i movimenti rotatori essenziali per applicare la tecnica consigliata di spazzolamento.

Thanks to numerous clinical tests, a team of researchers confirms that for each pathology there is the right toothbrush, as well as for any dental arch conformation.

THE HEADS

The anatomical and rounded head, thinner at the tip, allows you to easily reach the less accessible parts of the mouth without causing trauma to the gums. The medium bristles with a rounded tip are obtained from renewable and natural sources.

THE HANDLE

The handle helps to correctly position the toothbrush and facilitate the essential rotary movements to implement the recommended brushing technique.

SOFT 

MEDIUM 

HARD 

SENSITIVE 

ORTHODONTIC 

TOOTHBRUSH SOFT, MEDIUM & HARD



SETOLE MORBIDE per una delicata rimozione della placca e protezione efficace delle gengive.

SETOLE MEDIE per una azione più decisa contro placca batterica.

SETOLE DURE garantiscono un'azione antitartaro.


Il taglio delle setole a schiena d'asino permette alle file centrali, più alte, di penetrare delicatamente sotto gengiva. Le setole esterne più corte puliscono efficacemente la superficie dentale. La perfetta arrotondatura delle punte evita qualsiasi danno a smalto dentale.

SOFT BRISTLES for gentle plaque removal and effective gum protection.

MEDIUM BRISTLES for more decisive action on bacterial plaque.

HARD BRISTLES ensure an anti-tartar action.

The dome-cut of the bristles allows the higher central rows to penetrate gently under the gum line. The shorter outer bristles effectively clean the dental surface. The perfect end-rounding of the tips avoids damage to tooth enamel and gums.



TECNICA DI SPAZZOLAMENTO

- Utilizza una piccola quantità di dentifricio.
- Spazzola le superfici esterne di tutti i denti utilizzando movimenti circolari.
- Spazzola le superfici interne e di masticazione di tutti i denti con movimenti perpendicolari.
- Spazzola i denti per almeno 2 minuti.
- Risciacqua con acqua.

HOW TO BRUSH


- Use a small amount of toothpaste.
- Brush the outer surface of all teeth using circular movements.
- Brush the inner tooth and chewing surfaces with perpendicular movements.
- Brush teeth for at least 2 minutes.
- Rinse with water.

CONSIGLI PER UN CORRETTO UTILIZZO

Posizionare lo spazzolino a 45°, metà sulla gengiva, metà sul dente ed eseguire piccole rotazioni dalla gengiva al dente e non viceversa (tecnica di Bass modificata). Sostituire lo spazzolino ogni 3 mesi.

THE CORRECT BRUSHING TECHNIQUE

Place the toothbrush at 45 degrees, half on the gum, half on the tooth, and clean with small circular movements, from the gum towards the tooth and not vice-versa (modified Bass technique). Replace your toothbrush every 3 months.



Art. 4320
Morbido/Soft
EAN: 8009315043209
Art. 4321
Medio/Medium
EAN: 8009315043216
Art. 4322
Duro/Hard
EAN: 8009315043223



SENSITIVE

Questo spazzolino è specifico per chi soffre di **sensibilità dentale**.

Le **punte coniche** infatti entrano più facilmente tra gli spazi interdentali e nei solchi gengivali, garantendo una pulizia più completa.

L'**estrema morbidezza** delle punte è ideale nei casi di gengive delicate, denti sensibili o di patologie paradontali.

This toothbrush is specific for those suffering from **dental sensitivity**.

The **soft microfine bristles** in fact, enter more easily within the interdental spaces and along the gum line, ensuring a more effective cleaning.

The **extreme softness** of the tips is ideal in cases of delicate gums, sensitive teeth or paradontal pathologies.

GENGIVE SANE, BOCCA SANA

Le gengive proteggono e sostengono i denti e i tessuti che li fissano alla mascella. Quando le gengive non sono sane si corre il rischio di perdere i denti e di alterare la propria salute generale.

HEALTHY GUMS, HEALTHY MOUTH

Gums protect and support teeth and tissues that attach them to the jaw. When your gums are not healthy there is a danger of losing teeth and altering your overall health.

Art. 4318
Sensitive

EAN: 8009315043186



ORTHODONTIC

Il **taglio delle setole a "V"** è specifico per chi utilizza **apparecchi ortodontici**.

Le setole di gradazione morbida garantiscono la rimozione della placca batterica rispettando lo smalto dentale.

La **testina compatta** aiuta a raggiungere più facilmente tutti i punti dell'arcata dentale.

V-cut bristles specifically for effective cleaning of **orthodontic braces**.

The soft bristles, guarantee plaque removal without damaging tooth enamel.

The **compact head** allows for easy access to all points of the dental arch.

Art. 4326
Orthodontic

EAN: 8009315043261



L'IGIENE ORALE CON APPARECCHIO ORTODONTICO FISSO

Meglio se eseguita scrupolosamente e con costanza. Utilizza uno spazzolino specifico con il quale sia possibile raggiungere anche le posizioni più nascoste. Lavare i denti dopo ogni pasto è in questo caso ancora più importante perché si può formare placca batterica con maggiore facilità.

ORAL HYGIENE WITH ORTHODONTIC BRACES

It should preferably be carried out scrupulously and constantly. Use a specific toothbrush with which it is possible to reach even the most hidden positions. In this case, brushing your teeth after every meal is even more important because bacterial plaque can build up more easily.

KIT VIAGGIO

spazzolino + dentifricio



Lo spazzolino da viaggio ideale per una corretta igiene orale anche fuori casa. La struttura scomponibile è studiata per ottenere compattezza e protezione delle setole, garantendo l'ergonomicità di uno spazzolino tradizionale.


Dentifricio con formula avanzata: 5 azioni per combattere carie, tartaro e infiammazioni gengivali. Aiuta a prevenire l'alitosi con un deciso aroma di menta. Solo per un consumatore adulto.

The travel toothbrush is ideal, for continued oral hygiene even when away from home. It may be dismantled thus attaining a compact structure that protects the bristles and is guaranteed to be as ergonomic as a traditional toothbrush.

Toothpaste with advanced formula: 5-action formula which fights cavities, tartar and gum inflammation. The strong mint flavour helps prevent halitosis. For adult use only.



Art. 2400
Kit Viaggio/Travel Kit
EAN: 8009315024000



ISTRUZIONI D'USO

1. Avvolgere circa 40 cm di filo alle dita mettendolo in tensione con l'aiuto dei pollici.
2. Farlo scorrere negli spazi interdentali muovendolo delicatamente per non danneggiare le gengive.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Wind about 40 cm of floss around your fingers and pull until taut.
2. Gently run the floss through the interdental spaces.



FILO INTERDENTALE



Il filo interdentale rimuove la placca che aderisce a denti e gengive. Lucida le superfici dentali e previene alito cattivo. L'uso quotidiano riduce la possibilità di sviluppare disturbi paradontali o carie. L'azione del filo interdentale al **fluoro** permette la rimozione della placca batterica e contemporaneamente rafforza lo smalto lasciando un piacevole **aroma di menta**. Il **filo interdentale extra piatto e cerato** permette la rimozione della placca batterica negli spazi interdentali molto stretti garantendo un'ottima scorrevolezza.

Dental floss removes plaque that adheres to teeth and gums. Polishes tooth surfaces and prevents bad breath. Daily flossing decreases the possibility of having periodontal disease or tooth decay.

Dental floss with **fluoride** allows for the removal of bacterial plaque, and at the same time strengthens the tooth enamel, leaving a pleasant **mint**

flavour. The **extra-flat, waxed floss** allows for the removal of bacterial plaque in very narrow interdental spaces, assuring that it slides easily between teeth




Art. 102
Filo Fuoro + Menta
EAN: 8009315001025
Art. 108
Filo Extra Piatto
EAN: 8009315001087

FLEXI PICKS 40pz

scovolini morbidi

Questi **scovolini monouso** sono delicati e facili da usare. Le setole in gomma morbida, scorrono comodamente tra i denti per rimuovere placca e particelle di cibo. Sono ideali per la pulizia tra i denti e un'ottima scelta per chi ha spazi interdentali molto stretti, ponti, apparecchi ortodontici o gengive delicate.

These **disposable interdental brushes** are gentle and easy to use. The soft rubber bristles, slide comfortably between teeth to remove plaque and food particles. They are ideal for cleaning between teeth and a great choice for very narrow interdental spaces, bridges, orthodontic braces or delicate gums.



Art. 117
Flexi Picks 40 pz
EAN: 8009315001179



PULIZIA INTERDENTALE

L'uso degli scovolini interdentali aiuta a prevenire disturbi gengivali. Lo scovolino serve a rimuovere placca e batteri che si accumulano tra i denti, che sono la causa di irritazioni e infiammazioni. I dentisti consigliano una quotidiana pulizia interdentale.

INTERDENTAL CLEANING

Using interdental brushes helps to prevent gum disease. An interdental brush removes plaque and bacteria that build up between teeth, that can irritate gums and cause swelling. Dentists recommend regular inter-dental cleaning.

DISPOSABLE FLOSSER 50PZ




FORCELLA INTERDENTALE MONOUSO CON FILO INCORPORATO EXTRA RESISTENTE

Grazie all'impugnatura pratica e confortevole, maneggiare la forcella fra i denti diventa semplice: pronta all'uso, rimuove efficacemente la placca batterica negli spazi interdentali e sotto il bordo delle gengive. Perfetto anche come sostituto del filo interdentale fuori casa. Il sacchetto richiudibile mantiene l'integrità del prodotto.

DISPOSABLE FLOSSER WITH INTEGRATED DENTAL FLOSS EXTRA RESISTANT

Thanks to the practical and comfortable grip, maneuvering the flosser between the teeth becomes simple: ready to use, it effectively removes bacterial plaque in the interdental spaces and under the gum line. It is a perfect substitute for dental floss when away from home. The resealable bag maintains the integrity of the product.

Filo interdentale dental floss



Impugnatura
sicura
safe grip

Stuzzicadente
toothpick



Art. 104:
Flossers
EAN: 80093001049





SCOVOLINI INTERDENTALI

Gli scovolini interdentali sono gli strumenti ideali per la pulizia degli spazi interdentali, apparecchi ortodontici, corone o ponti fissi. Sono facili da utilizzare e grazie al comodo manico fisso, si dimostrano estremamente maneggevoli e pratici. Si sceglie lo scovolino in base ai propri spazi interdentali; fini per spazi più ristretti, medi per spazi regolari e forti per spazi più ampi.


Interdental brushes are the ideal instruments for effective cleaning of interdental spaces, orthodontic braces, crowns and bridges. They are easy to use and, thanks to their comfortable handle, are extremely manageable and practical. Choose them according to your interdental spaces; fine for tight spacing, medium for regular spacing and strong for wider spacing.



Art. 115
Fine Interdental Brushes
EAN: 8009315001155

Art. 116
Medium Interdental Brushes
EAN: 8009315001162

Art. 120
Strong Interdental Brushes
EAN: 8009315001209



MONOCIUFFO

Grazie al taglio scalare, si utilizza il monociuffo per la pulizia degli apparecchi ortodontici e dei loro attacchi.

La sua testina di dimensioni ridotte è indicata anche per rimuovere la placca batterica negli spazi interdentali, tra denti sovrapposti e in aree difficilmente accessibili.


Manico lineare studiato per un facile e corretto uso dello spazzolino.

Thanks to its tapered cut, the single tuft brush is used to clean orthodontic braces and their brackets. Its minute head is recommended for plaque removal in interdental spaces, between overlapping teeth and in hard-to-reach areas.

Linear handle designed for easy and correct use of the toothbrush.



Art. 6211
Monociuffo/Single Tuft Brush
EAN: 8009315062118



IDEALE PER APPARECCHIO ORTODONTICO FISSO

Può essere una vera sfida mantenere i denti puliti quando hai l'apparecchio ortodontico. Con il monociuffo, è più facile mantenere i denti e le gengive sani fino a quando il trattamento ortodontico è completato, purché il paziente pulisca con attenzione tra fili e attacchi.

IDEAL FOR ORTHODONTIC BRACES

It can be a real challenge keeping teeth clean when you have braces. With the single tuft brush, it's easier to keep teeth and gums healthy until orthodontic treatment is over, as long as the patient cleans carefully between wires and braces.

PULISCI LINGUA

Le setole extra morbide asportano le proteine del cibo depositate sulla superficie della lingua, neutralizzando i batteri patogeni responsabili dell'alitosi.

Spazzolare la superficie della lingua delicatamente partendo dalla base con movimenti paralleli.


Procedere alla pulizia dei denti con lo spazzolino.

The extra soft bristles remove food proteins that deposit on the surface of the tongue, neutralising the pathogenic bacteria that cause halitosis.

Starting from the base of your tongue, gently brush with parallel movements. Now brush your teeth with your toothbrush.



Art. 113
Pulisci Lingua/Tongue brush
EAN: 8009315001131



ADDIO ALITO CATTIVO

Nella lingua sono presenti numerosi batteri responsabili dell'alito cattivo. Eliminando la microflora quindi, è possibile ridurre l'alitosi.

La pulizia della lingua è importante anche per rallentare la formazione della placca, ridurre il rischio di malattie gengivali e carie.

GOODBYE BAD BREATH

In the tongue there are numerous bacteria responsible for bad breath. By eliminating the microflora, therefore, it is possible to reduce bad breath. Cleaning the tongue is also important to slow down the formation of plaque, reduce the risk of gum disease and tooth decay.

SPAZZOLINO PER PROTESI

Lo spazzolino per protesi consente una pulizia efficace della protesi. La doppia insetolatura svolge una duplice e specifica azione. L'ampia impugnatura consente una spazzolatura controllata, facilitando la pulizia della protesi. Setole corte a taglio piano per la pulizia della superficie dentale. Le setole più lunghe penetrano nei punti più difficili da raggiungere nell'arcata dentale.

A denture brush allows for effective cleaning of dentures. The dual bristling performs specific dual actions. The large handle allows for controlled brushing, making it easy to clean the denture. Short bristles for cleaning the dental surface. The longer bristles penetrate the hard-to-reach points of the dental arch.




Art. 503
Protesi/Denture brush
EAN: 8009315005030



SPECCHIETTO ODONTOIATRICO

Lo specchietto dentale permette di monitorare a salute orale nelle zone nascoste del cavo orale, in combinazione con lo specchio del bagno. Si consiglia di utilizzarlo dopo aver lavato bene i denti.

The dental mirror allows you to monitor oral health in the hidden areas of the oral cavity, in combination with the bathroom mirror. It is recommended to use it after brushing your teeth well.



Art. 101
Specchietto/MirrorEAN:
8009315001018



ISTRUZIONI D'USO

Grazie all'effetto rifrangente di un secondo specchio e una luce orientabile, è possibile verificare la formazione della placca nelle zone meno visibili del cavo orale.

INSTRUCTIONS FOR USE

Thanks to the refractive effect of a second mirror and an adjustable light, it is possible to verify the formation of plaque in the less visible areas of the oral cavity.



TESTINE COMPATIBILI CON SPAZZOLINI ELETTRICI

Testine di ricambio di alta qualità, compatibili con gli spazzolini elettrici Oral-B*. Facile da inserire. La testina a rotazione avvolge e pulisce ogni dente e le setole multiple puliscono a fondo gli spazi interdentali. I dentisti consigliano di cambiare la testina ogni 2-3 mesi. Non adatto a bambini sotto ai 4 anni.

* Oral-B è un marchio registrato di Procter & Gamble.

COMPATIBLE ELECTRIC TOOTHBRUSH HEADS

High quality replacement brush heads, compatible with Oral-B* electric toothbrushes. Easy to insert. The rotating head wraps and cleans each tooth and the multiple bristles thoroughly clean the interdental spaces. Dentists recommend changing the head every 2-3 months. Not suitable for children under 4 years.

* Oral-B is a registered trademark of Procter & Gamble.



PRECISION ANGLE



Art. 75
Testine Precision 4pz
EAN: 8009315000752

Art. 76
Testine Precision Angle 4pz
EAN: 800931500769

SPAZZOLIFICIO PIAVE SpA
a Socio Unico

Via A. Palladio 5,
35019 Onara di Tombolo
(PD) Italy

Tel. +39 0495993122
info@piave.com

