

LEIART
PROJECT

SFOGLIA O SCARICA
IL CATALOGO CLARISSA
/ Browse or Download
the Clarissa Catalog
CLARISSACOSMETICS.COM

clarissa
accademia

RICOSTRUZIONE UNGHIE
+ PMU + LASHES
(+39)-06-41-20-60-87
info@candchic.it



clarissacosmetics.com

clarissa

PMU Semi-Permanent Makeup & microblading

PMU clarissa new DESIGN-ME

/dermograph for eyebrows-lips-eyes
permanent make-up and microneedling.

The pulse transmission system guarantees ease of color implantation and drawing accuracy

Con un'ottima dispersione del calore, il manipolo in alluminio permette all'operatrice, ore di lavoro nel massimo comfort e senza surriscaldamenti
EN With excellent heat dispersion, the aluminum handpiece allows the operator to work hours in maximum comfort and without overheating

Manipolo leggero e in alluminio
Lightweight, aluminum handpiece

design-me
TP 900



Connettore RCA
/ Connecting RCA



Regolatore della profondità
dell'ago / Needle Depth
Adjustment

Alimentazione in uscita
/ Power output: max. 12V - 200NPS
Alimentazione in entrata
/ Power input: 90 - 240V
Velocità della penna
/ Pen speed: max. 10000 RPM
Alimentazione penna in entrata
/ Power input pen: max. 12v

Consolle elettronica di controllo, con touch screen dal design incomparabile in perfetto stile pop Clarissa. Piccola e dal design unico permette di avere sotto controllo i parametri operativi in modo semplice ed intuitivo, garantito dal sofisticato sistema di controllo della battuta.

EN Electronic control console, with touch screen with an incomparable design in perfect Clarissa pop style. Small and with a unique design, it allows you to have the operating parameters under control in a simple and intuitive way, guaranteed by the sophisticated stop control system.

AGHI / NEEDLES DESIGN_ME

Eccellente stabilità, con meno vibrazioni.
Aghi usa e getta monouso, in acciaio inossidabile, sterilizzati a raggi-X EO gas.

– Excellent stability, with less vibration.
Disposable needles disposable, in stainless steel, sterilized by X-rays EO gas.

1R / 0.18mm
TP 901 / 20 pz-pcs
TP 901/5 / 5 pz-pcs

• ago sottile per sopracciglia
– fine eyebrow needle

1R / 0.20mm
TP902 / 20 pz-pcs
TP902/5 / 5 pz-pcs

1R / 0.25mm
TP903 / 20 pz-pcs
TP903/5 / 5 pz-pcs

3RL
TP 904 / 20 pz-pcs
TP 904/5 / 5 pz-pcs



contorno labbra , sopracciglia,
eyeliner – lip contour,
eyebrows, eyeliner

5RS
TP 905 / 20 pz-pcs
TP 905/5 / 5 pz-pcs



contorno labbra ,sfumatura
labbra sopracciglia, eyeliner
– lip contour, lip shading,
eyebrow, eyeliner

7F
TP 906 / 20 pz-pcs
TP 906/5 / 5 pz-pcs



eyeliner, sfumatura labbra ,areola
mammaria,ricostruzione, camuflage ,
cicatrici – eyeliner, lip shading, breast
areola, reconstruction, camouflage, scars



le cartucce sono dotate di membrana per evitare perdite di inchiostro
– the cartridges are equipped with a membrane to prevent ink leaks



Motore potente e silenzioso
/ powerful and silent motor

Dotata di un motore potente e silenzioso, sfrutta la potenza in modo graduale e progressivo, permettendo il facile controllo del tratto anche utilizzando aghi multipli.



TATTOO

Combo per cartucce universali EN Combo for universal cartridges



PMU

Combo per cartucce a vite e microneedling EN Combo for screw and microneedling cartridges



POTENTE / POWERFUL
RUMORE RIDOTTO / LOW NOISE
BASSE VIBRAZIONI / LOW VIBRATION
MOTORE CORELESS AD ALTA VELOCITÀ
/ HIGH-SPEED CORELESS MOTOR



LEIART PROJECT
SFOGLIA O SCARICA
IL CATALOGO CLARISSA
/ Browse or Download
the Clarissa Catalog
CLARISSACOSMETICS.COM

clarissa accademia
RICOSTRUZIONE UNGHIE
+ PMU + LASHES
(+39)-06-41-20-60-87
info@candchic.it



clarissacosmetics.com

RE-INK

— SOLUZIONE PER IL TRATTAMENTO DEL PIGMENTO E DEL TATUAGGIO CHE PORTA ALLO SCHIARIMENTO E ALLA RIMOZIONE DELLO STESSO. RE-INK NON CONTIENE INGREDIENTI CHE DANNEGGIANO LA MELANINA DELLA PELLE, NON È TOSSICO E NON È ACIDO. CON UN'APPLICAZIONE PROFESSIONALE, GRAZIE ALLA SUA SOLUZIONE SALINA IPERTONICA RE-INK LIBERA I PIGMENTI PORTANDOLI IN SUPERFICIE; I PIGMENTI VENGONO RIMOSI INTRODUCENDO LA SOLUZIONE NELLO STRATO DI PELLE DOVE SI TROVA IL PIGMENTO ATTRAVERSO IL DERMOGRAFO O ATTRAVERSO IL MICROBADING.

- PERCHÉ USARLO
MOLTE PERSONE VOGLIONO RIMUOVERE O CORREGGERE UN LAVORO FATTO MALE E DI SOLITO SI CONSIGLIA IL LASER, RE-INK È UN'OTTIMA ALTERNATIVA A QUESTE RICHIESTE

- COLORI
RE-INK RIMUOVE TUTTI I COLORI.

- DURATA TRATTAMENTO
L'INTERO TRATTAMENTO PUÒ DURARE DA 30 A 60 MINUTI. SI CONSIGLIA L'USO DI UN PRODOTTO ANALGESICO.

RE-INK your skin
PMU pigment & tattoo remover
PMU clarissa

10ml
cod.
TP0000



— SOLUTION FOR THE TREATMENT OF PIGMENT AND TATTOO THAT LEADS TO LIGHTENING AND REMOVAL. RE-INK DOES NOT CONTAIN INGREDIENTS THAT DAMAGE THE SKIN'S MELANIN, IS NOT TOXIC AND IS NOT ACIDIC. WITH A PROFESSIONAL APPLICATION, THANKS TO ITS HYPERTONIC SALINE SOLUTION RE-INK FREES THE PIGMENTS BRINGING THEM TO THE SURFACE; THE PIGMENTS ARE REMOVED BY INTRODUCING THE SOLUTION INTO THE SKIN LAYER WHERE THE PIGMENT IS FOUND THROUGH THE DERMOGRAPH OR THROUGH MICROBADING.

- WHY USE IT
MANY PEOPLE WANT TO REMOVE OR CORRECT A JOB DONE BADLY AND WE USUALLY RECOMMEND THE LASER, RE-INK IS AN EXCELLENT ALTERNATIVE TO THESE REQUESTS

- COLORS
RE-INK REMOVES ALL COLORS.

- TREATMENT DURATION
THE ENTIRE TREATMENT CAN LAST FROM 30 TO 60 MINUTES. THE USE OF AN ANALGESIC PRODUCT IS RECOMMENDED.



MICRO-PIGMENTI

COLORI ADATTI A TUTTE LE PROCEDURE DI MICROPIGMENTAZIONE SIA CON DERMOGRAFO CHE MANUALI. Penetrano e asciugano rapidamente una volta iniettati nella pelle. Formulazione e colorazioni adatte alle diverse origini etniche della pelle. Pregiata scelta di pigmenti per essere usati tranquillamente su pelli grasse e dalla tonalità scura. I micropigmenti sono conformi alla legge REACH. Ingredienti, lotto e scadenza sono indicati su ogni flacone. Pigmenti dal tono realistico si mantengono inalterati per lungo tempo sbiadendo senza viraggi. Si possono usare sia puri che miscelati tra loro.

ENT COLORS SUITABLE FOR ALL MICROPIGMENTATION PROCEDURES BOTH WITH DERMOGRAPH AND MANUAL. They penetrate and dry quickly once injected into the skin. Formulation and colors suitable for the different ethnic origins of the skin. Precious choice of pigments to be used safely on oily and dark-toned skin. The micropigments comply with the REACH law. Ingredients, batch and expiry date are indicated on each bottle. Pigments with a realistic tone remain unchanged for a long time, fading without toning. They can be used both pure and mixed together.



Occhi / Eyes



new
NERO NOTTE
PMU0300 / 5ml

Labbra / Lips



new
TULIPANO
PMU0101 / 5ml
PMU0101-2.5 / 2,5ml



new
PESCA
PMU0100 / 5ml
PMU0100-2.5 / 2,5ml



new
ARANCIO
PMU0102 / 5ml
PMU0102-2.5 / 2,5ml

REACH **MICRO PIGMENT** clarissa
microblading
+ permanent
make-up

100%
VEGAN

CONFORME
REACH
COMPLIANT



Sopracciglia / Eyebrows



new
CAFFÈ
PMU0204 / 5ml



new
CIOCCOLATO
PMU0205 / 5ml
PMU0205-2.5 / 2,5ml



new
NOCCIOLA
PMU0201 / 5ml



new
MOCHA
PMU0202 / 5ml



new
GIANDUIA
PMU0203 / 5ml
PMU0203-2.5 / 2,5ml



new
CASTAGNA
PMU0200 / 5ml
PMU0200-2.5 / 2,5ml

Starter Kit
3x e 2,5ml

new
LABBRA Starter Kit
PMU1000

- ARANCIO / 2,5ml
- TULIPANO / 2,5ml
- PESCA / 2,5ml

new
SOPRACCIGLIA Starter Kit
PMU1001

- CIOCCOLATO / 2,5ml
- GIANDUIA / 2,5ml
- CASTAGNA / 2,5ml



microblading
+ permanent
make-up



new
PMU0400 / 5ml
PMU0400-2.5 / 2,5ml



DILUENTE PIGMENTO

DILUENTE PER COLORE DA TRUCCO PERMANENTE E MICROBLADING. Aggiungi una o due gocce di diluente al tuo pigmento per renderlo più liquido. **ENT** DILUENT FOR PERMANENT MAKE-UP AND MICROBLADING COLOR. Add a drop or two of diluent to your pigment to make it more liquid.

DERMOGRAFO TWILIGHT

— TWILIGHT È LA LINEA PIÙ INNOVATIVA DELLA SERIE I'VOK. RISPETTO ALLO STANDARD MONDIALE È STATA REALIZZATA PER ESSERE IL DISPOSITIVO DI MICRO-PIGMENTAZIONE PIÙ SILENZIOSO DEL MONDO. ANNI DI RICERCA SONO STATI INVESTITI NELLO SVILUPPO E NEI TEST PER RAGGIUNGERE QUESTO DESIGN RIVOLUZIONARIO.

— TWILIGHT IS THE MOST INNOVATIVE LINE IN THE I'VOK SERIES. COMPARED TO THE WORLD STANDARD IT WAS DESIGNED TO BE THE QUIETEST MICRO-PIGMENTATION DEVICE IN THE WORLD. YEARS OF RESEARCH HAVE BEEN INVESTED IN DEVELOPMENT AND TESTING TO ACHIEVE THIS REVOLUTIONARY DESIGN.



MECCANISMO DI QUALITÀ / QUALITY MECHANISM

- MOTORE TEDESCO DI ALTA QUALITÀ
- HIGH QUALITY GERMAN ENGINE
- SUPPORTO MASSIMO A BASSA VELOCITÀ
- MAXIMUM SUPPORT AT LOW SPEED
- OTTIMA POTENZA EXCELLENT POWER
- EXCELLENT POWER



ESTREMAMENTE SILENZIOSO / EXTREMELY SILENT

- CUSCINETTO GIAPPONESE
- JAPANESE BEARING
- DESIGN MECCANICO
- MECHANICAL DESIGN
- BASSA VIBRAZIONE
- LOW VIBRATION

cod.
TP40

PRESA SICURA / FIRM GRIP

- DESIGN ERGONOMICO
- ERGONOMIC DESIGN
- FORMA SOTTILE E SINUOSA
- SLIM AND CURVY SHAPE
- LEGGERO • LIGHT WEIGHTED

IMPIANTO STABILE / STABLE IMPLANTATION

- LUNGHEZZA DELL'AGO RIDOTTA
- SHORTEN NEEDLE LENGTH
- FERMEZZA E PRECISA
- FIRMNESS AND CONSISTENCY

REGOLAZIONE FACILE / EASY ADJUSTMENT

- DESIGN INCURVATO • INCURVATURE DESIGN
- FACILE SMONTAGGIO E REGOLAZIONE
- EASY DISASSEMBLING AND ADJUSTMENT

ALTA ASSORBENZA DEL PIGMENTO / HIGH PIGMENT ABSORPTION

- PROGETTATO PER UN OTTIMA VENTILAZIONE • AIR VENTILATION DESIGN
- DOPPIO ASSORBIMENTO DEL COLORE
- DOUBLE PIGMENT ABSORPTION

NON SCHIZZA / NO SPLASH

- QUALITÀ DI PRODUZIONE ACCURATA
- ACCURATE MANUFACTURING QUALITY
- PERCORSO DELL'AGO PIÙ LUNGO
- LONGER NEEDLE TIP ROUTE
- L'IMPIANTO DRITTO PREVIENE GLI SCHIZZI DI PIGMENTO • STRAIGHT IMPLANTATION PREVENTS SPLASH

AGHI / NEEDLES + TIPS / PUNTE

sopracciglia effetto pelo / fur effect eyebrows

Single + Single

contorno labbra / lip contour

Double + Double

labbra, effetto shading, infragigliare eye liner / lips, shading effect, between eyelashes eye liner

Triple + Regular

sfumatura e riempimento / gradient and fill

Four Flat + Four Flat

sfumatura / gradient

Five + Regular

sfumatura e riempimento / gradient and fill

Six Flat + Six Flat

DERMOGRAPHER

DERMOGRAFO

SEMIPERMANENT CORRECTIVE MAKEUP

TRUCCO SEMIPERMANENTE CORRETTIVO

KIT IPRO TWILIGHT MACHINE




- penna twilight
 - twilight pen
- console iPRO
 - iPRO console
- pedale con filo
 - pedal with wire

- 6 differenti aghi, uno per tipologia
 - 6 different needles, one by type

cod. TP40

AGHI / NEEDLES TWILIGHT COMBO 10 pz/pcs



- SINGLE
cod. TP41

DOUBLE
cod. TP42
- TRIPLE
cod. TP43

FOUR FLAT
cod. TP44
- FIVE
cod. TP45

SIX FLAT
cod. TP46

TWILIGHT & SILVER LINE COMPARAZIONE / COMPARISON

	TWILIGHT	SILVER LINE
NEEDLE	Cartuccia: Ago e punta combinati insieme e interamente monouso • Cartridge: Needle and tip combined together and entirely disposable	Tradizionale: Ago e punta separati. Monouso • Traditional: Needle and tip separated. Single use
POWER	Opzioni: 0-99 dal macchinario digitale iPRO • Options: 0-99 from the iPRO digital machine	Opzioni: 0-4 • Options: 0-4
ADVANCED	1– Colorazione più igienica e più stabile grazie all'ago nella cartuccia • More hygienic and more stable coloring thanks to the needle in the cartridge 2– Ampia gamma di opzioni di potenza per un lavoro più efficace (una colorazione più rapida per la pelle è una buona opzione per estetisti esperti e di buon livello) • Wide range of power options for more effective work (faster skin coloring is a good option for experienced and good beauticians)	1– Faccia di prezzo più bassa • Lowest price range 2– Più facile ed indicata per i principianti • Easier and more suitable for beginners

DERMOGRAFO SILVER LINE

- SET PMU & TATTOO SILVER LINE

 - RIVESTIMENTO DEL MOTORE
 - ENGINE CASE
 - RIVESTIMENTO FRONTALE
 - FRONT CASE
 - MANICO DELL'APPARECCHIO
 - DEVICE HANDLE
 - PUNTALE • POINT
 - AGO • NEEDLE
 - CUSTODIA DELL'AGO
 - NEEDLE CASE
 - GUARNIZIONE • TRIMMING
 - REGOLATORE DI VELOCITÀ
 - SPEED CONTROL
 - ADATTATORE AC / AC ADAPTER
- FUNZIONA CON PEDALE DA ACQUISTARE A PARTE

 - PEDAL NOT INCLUDED
- CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

 - 3-5 VOLT DC VOLTAGE
 - 9500 RPM SPEED
 - TORSION 3.9G
 - 0.38W OUTPUT
 - POWER SUPPLY 350 MILLIAMPS MAX
 - 4 DIVERSE LIVELLI DI VELOCITÀ
 - 4 DIFFERENT SPEED LEVELS

COMBO GRIP-MANICOTTO

— COMBO GRIP SILVER SLEEVE

5 pz/pcs
cod. TP77/5

50 pz/pcs
cod. TP77



VARIATORE

— REGULATOR SILVER LINE



cod. TP70V

ADATTATORE


— ADAPTER SILVER LINE



cod. TP70A

PEDALE

— PEDALE SILVER LINE



cod. TP76



— QUALITÀ SUPERIORE

E RISPETTO DEI REQUISITI DEL MINISTERO DELLA SALUTE • AGHI DISPONIBILI IN SINGOLO, DOPPIO (PIATTO), TRIPLO (TONDO) E DA CINQUE (TONDO)

— SUPERIOR

QUALITY AND COMPLIES WITH HEALTH DEPARTMENT REQUIREMENTS • NEEDLES AVAILABLE IN SINGLE, DOUBLE (FLAT) TRIPLE (ROUND) AND FIVE (ROUND)

— STERILIZZAZIONE CON RAGGI GAMMA

PER GARANTIRE UN ELEVATO STANDARD DI SICUREZZA

— STERILIZATION

WITH GAMMA RAY FOR HIGH STANDARD SAFETY REQUIREMENT

PUNTA DELLA MACCHINA / MACHINE TIP

ELEMENTO DI CONVEZIONE DELL'ARIA PER UN ADEGUATO PIGMENTO IN UN'UNICA OPERAZIONE CHE FAVORISCE L'EFFICIENZA. • ELEMENT OF AIR CONVECTION FOR SUFFICIENT PIGMENT AT ONE OPERATION PROMOTES THE EFFICIENCY FOR THE SPECIAL DESIGN OF THE MACHINE TIP.

— TRIPLA PROTEZIONE

SISTEMA DI MASSIMA SICUREZZA

L'AGO A FORMA DI "L" È FISSATO MECCANICAMENTE ALL'INTERNO DELLA FESSURA DELLA CAMERA INTERNA E ULTERIORMENTE BLOCCATO IN POSIZIONE, DA UN ANELLO DI SICUREZZA A QUATTRO PUNTI, CHE RENDE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE L'ESPULSIONE ACCIDENTALE DELL'AGO.

NESSUNA ESPULSIONE ACCIDENTALE DELL'AGO

OGNI GRUPPO DI AGHI COMBINATI, È IN UN RESISTENTE MATERIALE TERMORETRAIBILE, PER FISSARE

DOPPIAMENTE L'AGO ALL'INTERNO DELL'ALBERO DELLA CAMERA DELL'AGO, FORNENDO UNA PROTEZIONE SECONDARIA CONTRO L'ESPULSIONE ACCIDENTALE DELL'AGO.

PROTEZIONE SUPPLEMENTARE DELLA SALUTE

TUTTI GLI AGHI COMBINATI "3E" SONO SIGILLATI IN UN TUBO PROTETTIVO IN PLASTICA, CHE OFFRE UNA TRIPLA PROTEZIONE. IL TUBO PROTETTIVO ELIMINA IL CONTATTO DIRETTO DELL'AGO DURANTE IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLA MACCHINA, PROTEGGENDO LA SALUTE E IL TECNICO. IL TUBO PROTETTIVO PROTEGGE ANCHE LA PUNTA DELL'AGO DA EVENTUALI DANNI.

— TRIPLE PROTECTION

ESSENTIAL SAFETY DESIGN

THE "L" SHAPED NEEDLE IS MECHANICALLY FASTENED WITHIN THE INNER CHAMBER SLOT IS FURTHER SECURED IN PLACE BY A FOUR POINT SAFETY LOOP THAT MAKES ACCIDENTAL NEEDLE EJECTION VIRTUALLY IMPOSSIBLE.

ELIMINATES ACCIDENTAL NEEDLE EJECTION

EACH COMBO NEEDLE ASSEMBLY IS IN A DURABLE HEAT SHRINK MATERIAL TO DOUBLY SECURE

MECCANISMO / MECHANISM

LA SPECIALE PROGETTAZIONE MECCANICA PERMETTE LA RESISTENZA AL CALORE E MENO ABRASIONE. • SPECIAL AND EXQUISITE MECHANICAL DESIGN RESULT IN FEATURE OF HEATPROOF FUNCTION AND LESS ABRASION.

GUARNIZIONE MONOUSO / DISPOSABLE GASKET

IL DESIGN ANTI-RIFLUSSO BLOCCA EFFICACEMENTE IL PIGMENTO, IL SANGUE O I FLUIDI CORPOREI AL FINE DI PREVENIRE EFFICACEMENTE LE INFEZIONI • ANTI-BACKFLOW DESIGN EFFECTIVELY BLOCK THE PIGMENT, BLOOD OR BODY FLUIDS IN ORDER TO EFFICIENTLY PREVENT THE INFECTION.

cod. TP70

INVOLUCRO MONOUSO / DISPOSABLE CASING

IGIENICO SICURO E CONVENIENTE. • HYGIENIC SECURE AND CONVENIENT.

CARTER AUTOCLAVE / AUTOCLAVE CASING

RESISTENTE, RIMOVIBILE E RESISTENTE AL CALORE PER L'ANTI-SEPSI. • DURABLE, DETACHABLE AND HEATPROOF FOR ANTI-SEPSIS.

THE NEEDLE WITHIN THE NEEDLE CHAMBER SHAFT PROVIDING A SECONDARY GUARD AGAINST ACCIDENTAL NEEDLE EJECTION.

EXTRA HEALTH PROTECTION

ALL "3E" COMBO NEEDLE ARE PACKAGED IN A PLASTIC NEEDLE GUARD TUBE WICH PROVIDES TRIPLE PROTECTION. THE NEEDLE GUARD TUBE ELIMINATES DIRECT NEEDLE CONTACT DURING ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF MACHINE, PROTECTING THE HEALTH AND TECHNICIAN. THE NEEDLE GUARD ALSO PROTECTS THE NEEDLE POINT FROM DAMAGE.

AGO 1 PUNTA TECNICA SILK TI

— AGO A UNA PUNTA PIÙ SOTTILE DEI NORMALI AGHI, SPECIFICO PER REALIZZARE LA TECNICA PELO

— THINNER TIP NEEDLE, SPECIFIC TO REALIZE THE JAPANESE (PELO A PELO) EYEBROWS TECHNIQUE.

5 pz/pcs
cod.
TP60/5

50 pz/pcs
cod.
TP60



AGHI PER DERMOGRAFO SILVER LINE TP70

— NEEDLE TIP SILVER LINE.

AGO 1 PUNTA

— 1 NEEDLE TIP SILVER LINE.

5 pz/pcs
cod.
TP71/5

50 pz/pcs
cod.
TP71



AGO 2 PUNTE

— 2 NEEDLE TIP SILVER LINE.

5 pz/pcs
cod.
TP72/5

50 pz/pcs
cod.
TP72



AGO 3 PUNTE

— 3 NEEDLE TIP SILVER LINE.

5 pz/pcs
cod.
TP73/5

50 pz/pcs
cod.
TP73



AGO 5 PUNTE

— 5 NEEDLE TIP SILVER LINE.

5 pz/pcs
cod.
TP74/5

50 pz/pcs
cod.
TP74



PUNTALE PER AGO 1 PUNTA

— POINTS FOR NEEDLE SILVER LINE.



5 pz/pcs
cod.
TP75/5

50 pz/pcs
cod.
TP75

PUNTALE MULTI PUNTE

— MULTIPLE POINTS SILVER LINE.



5 pz/pcs
cod.
TP78/5

50 pz/pcs
cod.
TP78

GUARNIZIONE DI PROTEZIONE

— PROTECTION TRIM SILVER LINE.



5 pz/pcs
cod.
TP79/5

50 pz/pcs
cod.
TP79

C-MANUAL PEN

— MANUAL PEN STERILIZZABILE • LE NOSTRE MANUAL PEN E LAME SONO DI ALTISSIMA QUALITÀ E CONFORMI ALLA COSMETOLOGIA CON REQUISITI INTERNAZIONALI • STERILIZZAZIONE CERTIFICATA DA RAGGI GAMMA, CONFORME ALLE LINEE GUIDA DI STERILIZZAZIONE DEL GOVERNO • GLI AGHI SONO IN ACCIAIO INOSSIDABILE • MENO VIBRAZIONI PER UNA ECCELLENTE STABILITÀ. — STERILIZABLE MANUAL PEN • OUR MANUAL PEN AND BLADES ARE OF SUPERIOR QUALITY AND CONFORM TO COSMETOLOGY AND INTERNATIONAL REQUIREMENTS • STERILIZATION CERTIFIED BY GAMMA RAYS, IN COMPLIANCE WITH GOVERNMENT STERILIZATION GUIDELINES • NEEDLES ARE MADE OF STAINLESS STEEL • EXCELLENT STABILITY, LESS VIBRATION.

cod.
TP511



C-MANUAL PEN ROUND & FLAT

— PENNA MULTIFUNZIONALE STERILIZZABILE CON DIVERSE POSSIBILITÀ PER AGHI PIATTI E TONDI MONTATI Dritti O OBLIQUI. — STERILIZABLE MULTIFUNCTIONAL PEN WITH DIFFERENT POSSIBILITIES FOR FLAT AND ROUND NEEDLES MOUNTED STRAIGHT OR OBLIQUE.

cod.
TP520



PENNA MANUALE USA E GETTA TRASPARENTE

— IMPUGNATURA ERGONOMICA • È LEGGERISSIMA MA STUDIATA APPPOSITAMENTE PER ACCOGLIERE GLI AGHI • IL SISTEMA BREVETTATO NON FA OSCILLARE L'AGO • IL SISTEMA A CROCE DELLA PUNTA DELLA PENNA È STATO STUDIATO PER TUTTI I TIPI DI AGHI • È POSSIBILE L'INSERIMENTO DELLA DOPPIA LAMA • DISPOSABLE MANUAL PEN. — TRANSPARENT MANUAL DISPOSABLE PEN • ERGONOMIC HANDLE • IT IS LIGHTWEIGHT BUT SPECIALLY DESIGNED TO ACCOMMODATE NEEDLES • THE PATENTED SYSTEM DOES NOT SWING THE NEEDLE • THE PEN TIP CROSS SYSTEM IS DESIGNED FOR ALL TYPES OF NEEDLES • IT IS POSSIBLE TO INSERT THE DOUBLE BLADE • DISPOSABLE MANUAL PEN.

1 pz/pcs
cod.
TP512



10 pz/pcs
cod.
TP509

C-SOFT SILICONE INK CUP

— CONTENITORE PER PIGMENTI STERILIZZATO E CONFEZIONATO SINGOLARMENTE, MATERIALE IN SILICONE SOFFICE MORBIDO ED ELASTICO APPPOSITAMENTE STUDIATO PER NON DANNEGGIARE LA LAMA. LA PARTE SUPERIORE SI RIMUOVE IN SENSO ORARIO. ANELLO APERTO ADATTO A TUTTE LE MISURE DELLE DITA. TIENE FINO A DUE COLORI CONTEMPORANEAMENTE, LA LAMA SI PULISCE UNIFORMEMENTE IN DUE DIVERSE POSTAZIONI UNA ORIZZONTALE E UNA VERTICALE. RESISTENTE ALL'ACQUA E RIUTILIZZABILE.

— STERILIZED AND INDIVIDUALLY PACKAGED CONTAINER FOR PIGMENTS, SOFT AND ELASTIC SOFT SILICONE MATERIAL SPECIFICALLY DESIGNED TO NOT DAMAGE THE BLADE. THE UPPER PART REMOVES CLOCKWISE. OPEN RING SUITABLE FOR ALL FINGER SIZES. KEEPS UP TO TWO COLORS SIMULTANEOUSLY, THE BLADE CLEANS UNIFORMLY IN TWO DIFFERENT POSITIONS, ONE HORIZONTAL AND ONE VERTICAL. WATER RESISTANT AND REUSABLE.

ANELLO + CONTENITORE PIGMENTI CON SPUGNA

— ANELLO MONOUSO IN PLASTICA CON TAPPINO E SPUGNETTA PER CONTENERE IL PIGMENTO DEL TRUCCO SEMI-PERMANENTE, COLLA PER EXTENSION, E PRODOTTI PER LAMINAZIONE. PARTICOLARMENTE INDICATO PER INTINGERE L'AGO DEL DERMOGRAFO, SENZA DANNEGGIARE LA PUNTA. TUTTI GLI ANELLI SONO STERILIZZATI AI RAGGI GAMMA E CONFEZIONATI SINGOLARMENTE PER USO SINGOLO. — DISPOSABLE PLASTIC RING WITH CAP AND SPONGE TO CONTAIN THE SEMI-PERMANENT MAKE-UP PIGMENT, GLUE FOR EXTENSIONS, AND PRODUCTS FOR LAMINATION. PARTICULARLY SUITABLE FOR DIPPING THE NEEDLE OF THE DERMOGRAPH, WITHOUT DAMAGING THE TIP. ALL RINGS ARE GAMMA STERILIZED AND INDIVIDUALLY PACKAGED FOR SINGLE USE.

100 pz/pcs
cod. TP206



5 pz/pcs
cod. TP208

C-DISPOSABLE

— TAPPINO USA E GETTA SENZA SPUGNETTA, PORTA COLORE O INCHIOSTRO. PARTICOLARMENTE INDICATO PER INTINGERE LE LAME DEL MICROBLADING. TUTTI I CONTENITORI SONO STERILIZZATI AI RAGGI GAMMA E CONFEZIONATI SINGOLARMENTE PER USO SINGOLO. — DISPOSABLE CAP WITHOUT SPONGE, COLOR OR INK HOLDER, PARTICULARLY SUITABLE FOR DIPPING MICROBLADING BLADES. ALL CONTAINERS ARE GAMMA STERILIZED AND INDIVIDUALLY PACKAGED FOR SINGLE USE.

50 pz/pcs
cod. TP207



5 pz/pcs
cod. TP209

PMU clarissa Practice Skin

145 x 159 mm

PRACTICE SKIN 145x159mm 56g

— PELLE SINTETICA IN GOMMA PER ESERCITAZIONI PRATICHE DI DESIGN LABBRA, OCCHI, SOPRACCIGLIA, TRICOPIGMENTAZIONE, AREOLA E TATUAGGIO CON TECNICA MICROBLADING E DERMOPIGMENTAZIONE. PELLE SINTETICA REALIZZATA CON TECNOLOGIE E MATERIALI DI ALTISSIMA QUALITÀ. I FOGLI DI PELLE INTETICA PMU CLARISSA PRACTICE SKIN SONO PROGETTATI PER REPLICARE LA PELLE NATURALE IN MODO REALISTICO. LA PELLE SINTETICA, PERMETTE DI INIZIARE IL DISEGNO SENZA L'USO DEL PIGMENTO E SUCCESSIVAMENTE CONSENTE DI

RIPASSARE SULLO STESSO CON IL VERO PIGMENTO. GRAZIE AL SUO PARTICOLARE SPESSORE E ALLA SUA MORBIDEZZA, DURANTE L'ESERCIZIO, SI LACERA, SI TENDE PROPRIO COME PELLE VERA, CONSENTE ALL'APPRENDISTIA DI IMPARARE LA DISCIPLINA SU UN SUPPORTO CHE GLI PRESENTERÀ ANCHE GLI ERRORI CHE POTREBBE COMMITTERE IN UNA SESSIONE REALE, INFATTI LA PELLE SINTETICA È IN GRADO DI LACERARSI, SE SI TIENE L'AGO IN MANIERA ERRATA O UNA VELOCITÀ DI BATTITURA ECCESSIVA. SUPERFICIE PIANA E PRONTA ALL'USO UTILIZZABILE SU ENTRAMBE I LATI.

— **SYNTHETIC RUBBER SKIN FOR PRACTICAL EXERCISES IN LIPS, EYES, EYEBROWS, TRICOPIGMENTATION, AREOLA AND TATTOO WITH MICROBLADING AND DERMOPIGMENTATION TECHNIQUES. SYNTHETIC SKIN MADE WITH THE HIGHEST QUALITY TECHNOLOGIES AND MATERIALS. SYNTHETIC SKIN**



cod.
TP204

SHEETS PMU CLARISSA PRACTICE SKIN ARE DESIGNED TO REPLICATE NATURAL SKIN IN A REALISTIC WAY. THE SYNTHETIC SKIN ALLOWS TO START THE DESIGN WITHOUT THE USE OF PIGMENT AND SUBSEQUENTLY TO GO OVER IT WITH THE REAL PIGMENT. THANKS TO ITS PARTICULAR THICKNESS AND ITS SOFTNESS, DURING EXERCISE, IT TEARS, TENDS JUST LIKE REAL

SKIN, ALLOWS THE APPRENTICE TO LEARN THE DISCIPLINE ON A SUPPORT THAT WILL ALSO PRESENT HIM THE ERRORS HE COULD COMMIT IN A REAL SESSION, IN FACT, SYNTHETIC SKIN IS CAPABLE OF TEARING, IF THE NEEDLE IS HELD INCORRECTLY OR IF THE TYPING SPEED IS TOO HIGH. FLAT AND READY TO USE SURFACE USABLE ON BOTH SIDES.

RIGHELLO ADESIVO MONOUSO SOPRACCIGLIA


— PER TRUCCO PERMANENTE E MICROBLADING, PROGETTATO PER DELINEARE E RIEMPIRE SOPRACCIGLIA PERFETTE E SIMMETRICHE, IN MODO PIÙ RAPIDO E PRECISO. NECESSARIO PER IL DISEGNO PREPARATORIO, O COME

ULTIMO STEP DELLA FASE DI PROGETTAZIONE, PER VERIFICARE LA CORRETTA SIMMETRIA DI UN DISEGNO GIÀ REALIZZATO. ADATTO A TUTTE LE FORME DI VISO. CON SUPPORTO ADESIVO PER RIMANERE SALDAMENTE SULLA PELLE.

— **DISPOSABLE EYEBROW ADHESIVE RULER, FOR PERMANENT MAKEUP AND MICROBLADING, DESIGNED TO OUTLINE AND FILL IN PERFECT AND SYMMETRICAL BROWS, FASTER AND MORE ACCURATELY. NECESSARY FOR THE PREPARATORY DRAWING, OR AS**



THE LAST STEP OF THE DESIGN PHASE, TO VERIFY THE CORRECT SYMMETRY OF A DRAWING ALREADY MADE. SUITABLE FOR ALL FACE SHAPES. WITH ADHESIVE BACKING TO STAY FIRMLY ON THE SKIN.



50 pz/pcs
cod.
TP508

500ml
cod.
TP141

120ml
cod.
TP140



LOZIONE LENITIVA POST PMU

— LOZIONE APPPOSITAMENTE FORMULATA PER DARE UN BENESSERE IMMEDIATO DOPO IL TRATTAMENTO DI DERMOPIGMENTAZIONE. LENISCE, FACILITA LA CICATRIZZAZIONE, DECONGESTIONA E AMMORBISCE LA PELLE. GRAZIE AI PREGIATI ESTRATTI

NATURALI DI ALOE VERA, CALENDULA OFFICINALIS, TEA TREE OIL. PRIVA DI ALCOOL E' ADATTA A TUTTI I TIPI DI PELLE, ANCHE LE PIÙ SENSIBILI. OTTIMA COME LOZIONE DOPO BARBA.

— **SPECIALLY FORMULATED LOTION FOR WELL-BEING IMMEDIATELY AFTER THE DERMOPIGMENTATION TREATMENT. HELPS, HELPS HEAL, DECONGESTION AND SOFTENS THE SKIN THANKS TO THE NATURAL ALOE VERA EXTRACTS, CALENDULA OFFICINALIS, TEA TREE OIL. NO ALCOHOL. SUITABLE FOR ALL TYPES OF**

LAME MICROBLADING

— LAME MICROBLADING STERILIZZATE IN ACCIAIO INOSSIDABILE DI ALTISSIMA QUALITÀ, RESISTENTI, FLESSIBILI E AFFILATE

— **SUPER HIGH QUALITY STAINLESS STEEL STERILIZED MICROBLADING BLADES, DURABLE, FLEXIBLE AND SHARP**

C-7 BLADE

— PER DISEGNARE SOPRACCIGLIA SOTTILI CON I PELI MORBIDI
• PER TUTTI I TIPI DI PELLE
• CORPO IN PLASTICA FLESSIBILE
— **TO CREATE THIN EYEBROWS WITH SOFT HAIR**
• FOR ALL TYPES OF FLEXIBLE
• PLASTIC BODY SKIN

50 pz/pcs
cod.
TP550

5 pz/pcs
cod.
TP530



C-9 BLADE

— PER DISEGNARE SOPRACCIGLIA SOTTILI CON PELI ISPIDI
• PER TUTTI I TIPI DI PELLE
• CORPO IN PLASTICA FLESSIBILE
— **TO DESIGN ROUGH AND THIN EYEBROWS**
• FOR ALL TYPES OF FLEXIBLE
• PLASTIC BODY SKIN.

50 pz/pcs
cod.
TP551

5 pz/pcs
cod.
TP531



C-11 BLADE

— PER DISEGNARE SOPRACCIGLIA E LABBRA, TRUCCO INTERNO
• PER TUTTI I TIPI DI PELLE
• CORPO IN PLASTICA FLESSIBILE
— **FOR EYEBROWS AND LIP INNER MAKEUP**
• FOR ALL TYPES OF FLEXIBLE
• PLASTIC BODY SKIN

50 pz/pcs
cod.
TP552

5 pz/pcs
cod.
TP532



C-12 BLADE

— PER DISEGNARE SOPRACCIGLIA MEDIE, TUTTI I TIPI DI PELI
• PER TUTTI I TIPI DI PELLE
• CORPO IN PLASTICA FLESSIBILE
— **FOR CREATING AVERAGE EYEBROWS, ALL HAIR TYPES**
• FOR ALL TYPES OF FLEXIBLE
• PLASTIC BODY SKIN

50 pz/pcs
cod.
TP553

5 pz/pcs
cod.
TP533




C-14 BLADE

— PER DISEGNARE SOPRACCIGLIA FOLTE
• PER TUTTI I TIPI DI PELLE
• CORPO IN PLASTICA FLESSIBILE
— **FOR CREATING THICK EYEBROWS**
• FOR ALL TYPES OF FLEXIBLE
• PLASTIC BODY SKIN

50 pz/pcs
cod.
TP554

5 pz/pcs
cod.
TP534



C-17 BLADE

— PER LA TECNICA EFFETTO OMBRA
• PER TUTTI I TIPI DI PELLE
• CORPO IN PLASTICA FLESSIBILE
— **FOR SHADOW EFFECT TECHNIQUE**
• FOR ALL TYPES OF FLEXIBLE
• PLASTIC BODY SKIN

50 pz/pcs
cod.
TP555

5 pz/pcs
cod.
TP535



C-18 U-BLADE

— PER TUTTI I TIPI DI PELLE
• CORPO IN PLASTICA FLESSIBILE
— **FOR ALL TYPES OF FLEXIBLE**
• PLASTIC BODY SKIN

50 pz/pcs
cod.
TP556

5 pz/pcs
cod.
TP536



PMU clarissa microblading



C-5R ROUND BLADE

NEW

50 pz/pcs
cod.
TP560

5 pz/pcs
cod.
TP540

C-7R ROUND BLADE

NEW

50 pz/pcs
cod.
TP561

5 pz/pcs
cod.
TP541

C-17R ROUND BLADE

NEW

50 pz/pcs
cod.
TP562

5 pz/pcs
cod.
TP542

C-21R ROUND BLADE

NEW

50 pz/pcs
cod.
TP563

5 pz/pcs
cod.
TP543



TRUCCO SEMIPERMANENTE CORRETTIVO / MICROBLADING

TRUCCO SEMIPERMANENTE CORRETTIVO

TRUCCO SEMIPERMANENTE CORRETTIVO / MICROBLADING

TRUCCO SEMIPERMANENTE CORRETTIVO

MATITE DERMATOGRAFICHE

— SPECIALI MATITE PER
DISEGNARE SULLA PELLE.
PERMETTONO DI VISUALIZZARE
IL CONTOURNO O IL DISEGNO CHE
DIVERRÀ PERMANENTE.

— SPECIAL PENCILS FOR
DRAWING ON THE SKIN. THEY
ALLOW YOU TO VIEW THE OUTLINE
OR DESIGN THAT WILL BECOME
PERMANENT.

MATITA BIANCA

— WHITW
— BIJELA

cod.
TP211



MATITA ROSSA

— RED
— CRVENA

cod.
TP212



— LE MATITE CHE SEGUONO
NON VANNO TEMPERATE,
PERCHÉ IL FUSTO DELLE MATITE
È RICOPERTO DI CARTA CHE SI
SROTOLA ATTRAVERSO UN FILO
INSERITO ALL'INTERNO.

— THE PENCILS THAT FOLLOW
SHOULD NOT BE SHARPENED,
BECAUSE THE SHAFT OF THE
PENCILS IS COVERED WITH PAPER
THAT UNROLLS THROUGH A
THREAD INSERTED INSIDE.

MATITA NERA

— BLACK
— CRNA

cod.
TP200



MATITA MARRONE

— BROWN
— BROWN

cod.
TP201



MATITA MARRONE SCURO

— DARK BROWN
— TAMNO SMEDE BOJE

cod.
TP202



MATITA MARRONE CHIARO

— LIGHT BROWN
— TAN

cod.
TP203



C-COMPASS DIVIDER

— STRUMENTO PER MISURARE IN MODO
DINAMICO LA PROPORZIONE "PHI"
IL COMPASSO PER SOPRACCIGLIA È
UNO STRUMENTO INDISPENSABILE
PER PROGETTARE SOPRACCIGLIA
SIMMETRICHE E CON LE GIUSTE
PROPORZIONI. TIENE CONTO IN MODO
ANALITICO DEL CENTRO DEL VISO, DELLE
PROPORZIONI E DELLA STRUTTURA
OSSEA, RENDENDO SEMPLICE IL
DISEGNO. VERSATILE E FACILE DA
USARE. STRUMENTO INDISPENSABILE
PER LA DERMOPIGMENTAZIONE E IL
MICROBLADING

— INSTRUMENT TO DYNAMICALLY
MEASURE THE "PHI" RATIO
THE EYEBROW COMPASS IS AN
INDISPENSABLE TOOL FOR DESIGNING
SYMMETRICAL EYEBROWS WITH
THE RIGHT PROPORTIONS. IT TAKES
INTO ACCOUNT IN AN ANALYTICAL
WAY THE CENTER OF THE FACE,
THE PROPORTIONS AND THE BONE
STRUCTURE, MAKING THE DRAWING
SIMPLE. VERSATILE AND EASY
TO USE. INDISPENSABLE TOOL
FOR DERMOPIGMENTATION AND
MICROBLADING



cod.
TP510