





Cod. 2840



Thanks to the touchscreen monitor* is possible to adjust the radiological data and immediately obtain the acquired radiological image.
CDR digital vet is available with a wide range of digital detector panels: from the fixed panel, for exclusive use in the clinic, to the wireless panel, excellent for home applications.

Grazie al monitor touchscreen e' possibile regolare i dati radiologici ed ottenere immediatamente l'immagine radiologica acquisita.*

CDR digital vet e' disponibile con un'ampia gamma di pannelli detettori digitali: dal pannello fisso, per utilizzo esclusivo in ambulatorio, al pannello wireless, ottimo anche per applicazioni domiciliari.

Using a direct digital system means reducing, almost reset, image acquisition times, making the diagnosis quick and with a very high resolution.
CDR digital vet is therefore the ideal solution for veterinary clinics and hospitals.

Utilizzare un sistema digitale diretto significa ridurre, quasi azzerare, i tempi di acquisizione delle immagini rendendo la diagnosi rapida e con un'altissima risoluzione. CDR digital vet risulta quindi la soluzione ideale per gli ambulatori e le cliniche veterinarie.

Powerful and fast software with all the DICOM functions necessary for accurate acquisition, analysis and post-processing of the acquired images.

Software potenti, veloci e con tutte le funzioni DICOM necessarie per un'accurata acquisizione, analisi e post-elaborazione delle immagini acquisite.

Technical Features - Caratteristiche Tecniche

Power - Potenza: 32kW
Frequency - Frequenza: 100 kHz
Max mA: 425 mA
Max kV: 125 kV
Double Focus - Doppio fuoco: 0,6 - 1,3 mm
4 way floating table - Tavolo paziente flottante a 4 vie
2 or 3 points technique - Tecnica radiologica a due o tre punti
Automatic Shut Down - Spegnimento automatico: 30'
Power supply - Alimentazione: ~230V mono 12Amax
* Optional

